

POKYNY PRO ZÍSKÁNÍ VZORKU KRVE

Před začátkem odběru krve si pečlivě přečtete celý postup.
Uchovávejte mimo dosah dětí.



OBSAH:

PŘEPRAVNÍ ZKUMAVKA

Obsahuje absorpční bavlněný tampón

STERILNÍ TAMPÓN

NÁPLAŠŤ



ZKUMAVKA NA ODBĚR KRVE

Jen na jednorázové použití. Vyrobeno a označeno (CE) v souladu se směrnicí 93/42EEC v Sarstedt Ltd, 68 Bolton Road, Leicester, LE4 1AW a směrnicí 93/42EEC v MediPurpose Pte Ltd Singapur.

BEZPEČNOSTNÍ LANCETY

Lanceta na píchnutí do bříška prstu. Sterilní. Jen na jedno použití. Barva se může lišit. Vyrobeno a označeno [CE 1008] v souladu se směrnicí 93/42EEC v MediPurpose Pte Ltd Singapur.

PYTLÍK NA ODPAD

ŽÁDOST O VYŠETŘENÍ/ FORMULÁŘ
PLASTOVÁ ZPÁTEČNÍ OBÁLKA

POSTUP

1. Umyjte si ruce v teplé vodě, změkčí to pokožku a podpoří krevní oběh, což následně ulehčí odběr.
2. Vyberte z přepravní zkumavky malou zkumavku na odběr krve.
3. Ze zkumavky na odběr krve odstraňte uzávěr.



Poznámka: Větší přepravní zkumavka obsahující absorpční bavlněný tampón NESMÍ být použita na odběr krve!

4. Vyberte prst, ze kterého chcete odebrat krev, otřete ho přiloženým sterilním tampónem a nechte uschnout.
5. Odstraňte ochranný kryt z bezpečnostní lancety.
6. Přiložte vyvýšený konec bezpečnostní lancety na prst. Silně zatlačte, aby se aktivoval mechanismus lancety. V momentě kontaktu s pokožkou můžete pocítit lehké píchnutí.



7. Jemně masírujte prst směrem k místu vpichu, abyste získali kapku krve.

8. Přejeďte prstem přes okraj zkumavky určené pro odběr krve tak, aby se krev dostala do zkumavky. Pokračujte v odběru, dokud krev nedosáhne BÍLÉ ČÁRY vyznačené na zkumavce.*



9. Pokud jste odebrali dostatečné množství krve, umístěte uzávěr zpět na zkumavku pro odběr krve.

10. Napište své jméno na štítek přepravní zkumavky, umístěte zkumavku pro odběr krve dovnitř přepravní zkumavky a nasadte uzávěr.



11. Vyplňte Žádost o vyšetření vzorku a Souhlas se zpracováním osobních údajů.

12. Vložte použitou lancetu (y) do pytlíku na odpad a vložte jej zpět do plastového uzavíratelného obalu spolu s přepravní zkumavkou, žádostí o vyšetření vzorku a souhlasem se zpracováním osobních údajů.

13. Umístěte uzavíratelný plastový ochranný obal do zpáteční obálky a pošlete co nejdříve na adresu:



SEPEA.CZ, s.r. o.
Hybernská 1007/20
11000 Praha 1

* V případě, že se přítok krve zastaví dřív, než je zkumavka na odběr krve plná, je nezbytné použít druhou bezpečnostní lancetu na odebrání krve z jiného prstu.

577-14-01